

ELECTRODO DE IONES SELECTIVOS (ISE) DE DUREZA EN AGUA (Ca_2, Mg_2)



Catálogo	Pendiente	Reproducibilidad	Cuerpo	Referencia Interna	Interferencias	Dimensiones	Rango de Temperatura	Rango de Presión
CONDUC-WHA	26 +/- 3 mV / década	+/-2%	Epoxy	Doble referencia, rellenable	Zn+2, Fe+2, Cu+2, Ni+2	12mm diámetro x 110mm largo. 1m cable	0 a 40°C (si es calibrado a esa temperatura)	0 a 1 Kg /cm2 [0 a 14 psi]

ELECTRODO DE IONES SELECTIVOS (ISE) DE DUREZA EN AGUA (Ca_2 , Mg_2)



Tiempo de Respuesta	Almacenamiento	Rango de concentración	Rango de pH	Resistividad	Mantenimiento	Punto isopotencial	Medición en línea	Tipo de conexión
95 % de respuesta en 30 segundos	Por largo tiempo, almacenar en seco. Por corto tiempo, almacenar en estándar de calcio diluido	1 x 10^{-5} a 1 M 0.4 a 40,000 ppm (de Ca^{+2})	5t a 10 pH	100 M Ω	Tratar con agua destillada seguida de estándar de calcio.	1 ppm calcio / magnesio	SÍ	BNC ó STD