

ESTERILIZADOR DE VAPOR A PRESIÓN CILÍNDRICO HORIZONTAL



- Esterilización automática del curso de esterilización controlada por computadora, fácil de operar.
- Con función de secado, secado de vendaje adecuado.
- Con dispositivo de protección automática contra sobrecalentamiento y sobrepresión.
- El mecanismo de apertura de la puerta no se puede operar hasta que la presión en la cámara se reduzca a 0.027 MPa. No se puede encender si no se cierra bien.
- El valor de seguridad se abrirá automáticamente cuando la presión interna supere los 0,24 MPa y el vapor se escape al tanque de agua.
- La energía se cortará automáticamente, se cortará el agua y se activará la alarma cuando la máquina carezca de agua.
- La cámara del esterilizador está hecha de acero inoxidable.
- Con impresora.

Catálogo	Cámara de esterilización	Volumen	Presión laboral	Temperatura de trabajo	Ajuste de temperatura	Tiempo de esterilización	Tiempo de secado	Promedio de calor	Energía	Dimensiones	Peso
FSF-150YDB	150 Lt	φ440×1000mm	0.22MPa	134°C	40°C-134°C	0-99min	0-99min	±2°C	9KW/380V 50Hz	140*65*160cm	430kg
FSF-200YDB	200 Lt	φ515×1000mm	0.22MPa	134°C	40°C-134°C	0-99min	0-99min	±2°C	9KW/380V 50Hz	140*75*170cm	436kg
FSF-280YDB	280 Lt	φ600×1000mm	0.22MPa	134°C	40°C-134°C	0-99min	0-99min	±2°C	12KW/380V 50Hz	152*91*190cm	570kg