

CRISOLES FILTRO GOOCH CON TAPA.



Los crisoles de Gooch tienen un fondo perforado e incluyen tapas. Los crisoles están vidriados en las superficies interior y exterior excepto en el borde y el fondo exterior. Se utiliza para la determinación de sólidos suspendidos totales.

Esterilizable en autoclave. Resiste temperaturas de hasta 1150°C. Para evitar grietas por estrés térmico, recomendamos encarecidamente una tasa de calentamiento/enfriamiento que no supere los 200 °C por hora. Los crisoles de porcelana unidos ofrecen una excelente resistencia a los ácidos y álcalis excepto al ácido fluorhídrico.

Catálogo	Capacidad	Diámetro para papel de Filtro	Altura x Diámetro Ext. Sup.
JGC015	15ml	15-16mm	32x29mm
JGC030	30ml	20-21mm	45x36mm
JGC050	50ml	23-24mm	49x40mm
JGC140	140ml	30mm	83x55mm